





3004-IFU-Oct18-V2

EC REP MT Promed Consulting GmbH Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany REF 3004

GBR Ugo Fix Gentle Catheter Clip. At Optimum Medical we understand the need for secure and reliable catheter fixation. We have developed the Ugo Fix Gentle to offer comfortable fixation, giving the patient the confidence to move around freely.

FRA Ugo Fix Gentle Clip pour cathéter. Chez Optimum Medical nous sommes conscients de la nécessité de fixer de manière sûre et fiable votre cathéter. Nous avons donc développé les Ugo Fix Gentle pour assurer votre confort, tout en vous permettant la confiance nécessaire pour vos déplacements.

ESP Ugo Fix Gentle Clip de catéter. En Optimum Medical entendemos la necesidad de una sujeción fiable y segura para los catéteres. Hemos desarrollado Ugo Fix Gentle para ofrecer una sujeción cómoda que permite que el paciente tenga la confianza para moverse libremente.

PRT Ugo Fix Gentle Clip para Catéter. Na Optimum Medical, nós entendemos a necessidade de ter segurança e confiança nos sistemas de fixação dos cateteres. Desenvolvemos o Ugo Fix Gentle, de maneira a oferecer uma fixação confortável, dando ao paciente a confiança para se movimentar livremente.

ITA Ugo Fix Gentle Gancio per catetere. Noi di Optimum Medical comprendiamo la necessità di un fissaggio per catetere sicuro e affidabile. Abbiamo sviluppato Ugo Fix Gentle per offrire un fissaggio comodo, donando al paziente la sicurezza di potersi muovere liberamente.

DEU Ugo Fix Gentle Katheter-Clip. Bei Optimum Medical verstehen wir die Notwendigkeit für eine sichere und zuverlässige Katheterfixierung. Wir haben den Ugo Fix Gentle entwickelt, um eine bequeme Fixierung zu bieten, was dem Patienten das notwendige Selbstvertrauen gibt, um sich frei zu bewegen.

NLD Ugo Fix Gentle Katheterklem. Bij Optimum Medical begrijpen we het belang van het veilig en betrouwbaar kunnen fixeren van katheters. Met de Ugo Fix Gentle hebben we een comfortabel fixatiemiddel ontwikkeld dat patiënten met alle vrijheid laat bewegen.

SWE Ugo Fix Gentle Kateter Clip. På Optimum Medical förstår vi behovet av säker och tillförlitlig kateterfixering. Vi har utvecklat Ugo Fix Gentle för att erbjuda bekväm fixering, och för att ge patienten självförtroende att röra sig fritt.

WARNING: Keep out of reach of children!

AVERTISSEMENT : A conserver hors de la portée des enfants !

ATENCIÓN: ¡Mantener fuera del alcance de los niños!

AVISO: Manter fora do alcance das crianças!

ATTENZIONE: Tenere fuori dalla portata dei bambini!

WARNHINWEIS: Von Kindern fernhalten!

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden!

WARNING: Förvaras utom räckhåll för barn!